

# Berührungsfreie Hygiene für Haut und Hände

DÜRR SYSTEM-HYGIENE




**Dür Hygocare Sensor – Präparatespender für HD 410 und HD 425**



*Berührungsfreie Bedienung über Infrarot Sensoren – ohne Nach-tropfen*



*Dür Hygocare Sensor – elegant als Tisch- oder als Wandspender*



*Oder für den flexiblen Einsatz als mobiler Tisch-spender*

## **Berührungsfrei, sicher und elegant – der neue Dür Hygocare Sensor**

Seit April 2006 halten die neuen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) fest, dass Spender für Seife und Desinfektionsmittel an den Waschplätzen nur noch „ohne Handberührung“ betätigt werden dürfen. Der neue Dür Hygocare Sensor erfüllt diese Anforderung in schönster Form:

- ▶ Berührungsfreie Bedienung über Infrarot-Sensor
- ▶ Netzunabhängiger Batteriebetrieb
- ▶ Hygienisches Einwegsystem mit 500-ml-Flaschen Dür HD 410 und HD 425
- ▶ Tisch- oder Wandspender in modernem Design mit hochwertiger Verchromung
- ▶ Kein Sterilisationsaufwand, nur Desinfektion der Oberfläche
- ▶ Einfacher Austausch bestehender Pumpspender (mit Ø 9 – 34 mm Lochbohrung)

# Dürr Hygocare Sensor – der Hygienespender

## HÄNDEDESINFEKTION UND REINIGUNG

### Berührungsfreie Hygiene

Die Hände des Praxispersonals sind vor jeder Behandlung zu desinfizieren. Ausgerechnet die häufige Anwendung von Präparaten aus praktischen Spendern stellt jedoch eine Gefahrenquelle dar. Denn an diesen Vorrichtungen können Kreuzkontaminationen erfolgen. Das RKI empfiehlt deshalb berührungsfrei arbeitende Spender für Seifen und Desinfektionsmittel. Mit dem neuen Dürr Hygocare Sensor, einem Präparatespender mit Infrarot-Sensor, lässt sich dies jetzt leicht in die Praxis umsetzen.

An der Rückwand des Waschplatzes oder direkt auf der Arbeitsplatte neben dem Waschbecken findet sich der ideale Standort für den Hygocare Sensor. Sein Design erfüllt höchsten Anspruch. Der eingebaute Infrarot-Sensor dosiert die Präparate berührungslos.

Das Einwegsystem vermeidet zeitaufwändige Reinigung und Sterilisation. Die Präparatflasche samt Pumpe wird entsorgt und durch „Refills“ ersetzt.

### Perfekte Lösung für HD 410 und HD 425

Der innovative Dürr Hygocare Sensor ist die perfekte Lösung für das Händedesinfektionsmittel HD 410 und die schonende Waschlotion HD 425 aus der Dürr System-Hygiene. Sie gewährleisten eine einwandfreie Desinfektionswirkung bzw. geben der Haut gleichzeitig Schutz und Pflege. So wird das Risiko von Unverträglichkeiten, Irritationen oder Allergien minimiert. Die Infrarot-Steuerung ohne Nachtropfen entnimmt dem Hygocare Sensor nur die exakt gewünschte Menge, was eine Überdosierung vermeidet.



Dürr Hygocare Sensor mit Dürr HD 410 und HD 425 in den 500-ml-Einwegflaschen



Elegant und hochwertig passt der Dürr Hygocare Sensor in jedes Praxisumfeld



Mitgelieferte Einwegpumpe auf HD 410/HD 425 aufsetzen und fixieren



Einwegflaschen HD 410/HD 425 mit Pumpe kopfüber auf den Hygocare Sensor stecken



Berührungsfreie Dürr Händedesinfektion und -reinigung wie vom RKI empfohlen

DÜRR DENTAL AG  
Höpfigheimer Strasse 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany

www.duerr.de  
info@duerr.de

