

KaVo FINEair. Micro-Lufttrockner.



Nur ein feiner Luftstrahl findet seinen Weg.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo FINEair.

Bei der Lufttrocknung geht es um die Feinheiten.

Auch Luft kommt nicht überall hin. Gerade an schwer zugänglichen Stellen wie etwa in Wurzelkanälen, die für herkömmliche Spritzen schwer erreichbar und damit kaum zu trocknen sind.

KaVo FINEair erzeugt einen hauchdünnen, haarfeinen Luftstrahl, mit dem Sie in der Endodontie, Endochirurgie und bei Minimalkavitäten Ihr Arbeitsfeld punktgenau trockenlegen können. Ohne Restfeuchtigkeit im Luftstrahl. Ein Maximum an Hygiene ist durch die Sterilisierbarkeit von FINEair und die Verwendung von Einwegkanülen gewährleistet.

FINEair arbeitet unabhängig davon, wie Ihre Praxis ausgestattet ist. Für die beiden Antriebsarten Luft und Elektro gibt es je ein spezielles FINEair-Instrument. MULTI-FINEair wird über die MULTIflex-Kupplung angetrieben. INTRA-FINEair funktioniert per INTRAmatic-Anschluss. So haben Sie FINEair immer zur Hand. Unabhängig davon, welche Antriebsquelle jeweils belegt ist.

KaVo FINEair: Eine feine Sache für die dentale Trocknung.



Just fein.



INTRA-FINEair passt auf jeden INTRAmatic Anschluss.



MULTI-FINEair passt auf jede MULTIflex Kupplung.



Anwendungsbeispiel Endodontie



Anwendungsbeispiel Implantologie



Anwendungsbeispiel Wurzelspitzenresektion



Anwendungsbeispiel Adhäsiv-Technik

Eine feine Auswahl – die FINEair Microluft-Kanülen.





KaVo. Dental Excellence.

KaVo. D-88400 Biberach/RiB
Telefon +49 73 51 56-0 · Fax +49 73 51 56-14 88
Internet: www.kavo.com