

MELAseal® Pro

Das Durchlauf-Siegelgerät

Neu!



MELAseal®Pro ist das neue Durchlauf-Siegelgerät für die Praxis, die viel Instrumentarium aufbereitet. Die Klarsichtverpackung wird automatisch und schnell durch das Gerät geführt und dabei versiegelt. Das sichert die Qualität und spart Zeit und Geld. Die relevanten Parameter Druck, Zeit und Temperatur werden vom integrierten computergestützten Kontrollsystem erfasst und können über die RS 232-Schnittstelle archiviert werden. Das LCD-Display erlaubt eine einfache, intuitive Bedienung und informiert sofort über den Siegelerfolg. Mit MELAseal®Pro lassen sich die Forderungen der EN 11607-2 erfüllen.

Technische Daten

Siegelnahtbreite:	15 mm
Durchlaufgeschwindigkeit:	8 m / min
Einstellbarer Temperaturbereich:	100 - 199°C
Dokumentations-Schnittstelle:	RS 232
Abmessungen:	402 x 294 x 155 mm
Gewicht:	11,4 kg
Stromanschluss:	220 - 240 V / 50 / 60 Hz

Listenverkaufspreis

1890,- Euro zzgl. 19% USt

www.melag.com

MELAG
Qualität - Made in Germany