


NSK



NAKANISHI INC. **NSK Europe GmbH**

www.nsk-inc.com

www.nsk-europe.de

700 Shimohinata
Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan

TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5636


Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn,
Germany

TEL : +49 (0)6196 77606-0
FAX : +49 (0)6196 77606-29

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

REF PR-D510G Ver.1 09.07.03.OM

NSK



Chirurgische Instrumente

Chirurgische Instrumente

Chirurgie Winkelstücke

Mikrosägen Handstücke

Mikro-Chirurgie Handstücke

GENAUIGKEIT, SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT

Das Oralchirurgie-Sortiment von NSK wurde entwickelt, um Zahnärzten und Oralchirurgen bestmögliche Sichtverhältnisse im Operationsgebiet zu ermöglichen, und um Ergonomie und Präzision bei der Durchführung auch schwierigster Eingriffe zu bieten. Die hervorragende, direkte Sicht auf das Operationsfeld wird durch die integrierte Zellglasoptik deutlich verbessert. Ein reibungsloser Betrieb und das präzise Drehmoment mit hoher Belastbarkeit steht schon bei niedriger Drehzahl zur Verfügung.



Chirurgie Winkelstücke



Ti-Max **X**
X-SG20L



Mit Licht MODELL: **X-SG20L** BESTELLNUMMER: **C1003**

20:1 Untersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Druckknopfspannsystem
- Speziell abgedichteter Kopf
- Externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer)
- Zellglasoptik
- Max. Drehzahl: 2.000 min⁻¹

S-Max **M**
SG20



Ohne Licht MODELL: **SG20** BESTELLNUMMER: **C1010**

20:1 Untersetzung

- Edelstahlkörper
- Druckknopfspannsystem
- Speziell abgedichteter Kopf
- Externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer)
- Max. Drehzahl: 2.000 min⁻¹

Chirurgie Winkelstücke

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik (X-SG93L / X-SG25L / X-SG65L)

Ti-Max **X**

X-SG93L
X-SG93



Dreifach-Spray



Mit Licht MODELL: **X-SG93L** BESTELLNUMMER: **C1004**

Ohne Licht MODELL: **X-SG93** BESTELLNUMMER: **C1007**

1:3 Übersetzung

- Clean-Head-System • NSK "UP2" Druckknopf-Spannsystem
- Externe Kühlung • Dreifach-Spray • Max. Drehzahl: 120.000 min⁻¹

X-SG25L



Mit Licht MODELL: **X-SG25L** BESTELLNUMMER: **C1011**

1:1 Übertragung

- Clean-Head-System • Druckknopfspannsystem
- Externe Kühlung • Max. Drehzahl: 40.000 min⁻¹


X-SG65L



Mit Licht MODELL: **X-SG65L** BESTELLNUMMER: **H1009**

1:1 Übertragung

- Für Hartmetallbohrer mit Handstückschaft (Ø 2,35) • Für Hartmetallbohrer mit Winkelstückschaft (Ø 2,35)*
- * Nur mit eingesetztem Bohrerstopper
- Clean-Head-System • Externe Kühlung
- Max. Drehzahl: 40.000 min⁻¹

Thermodesinfizierbar  135°C Autoklavierbar bis 135°C

SGM Serie




- | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| 16:1 | MODELL: SGM-ER16i | BESTELLNUMMER: Y110126 |
| 20:1 | MODELL: SGM-ER20i | BESTELLNUMMER: Y110127 |
| 32:1 | MODELL: SGM-ER32i | BESTELLNUMMER: Y110128 |
| 64:1 | MODELL: SGM-ER64i | BESTELLNUMMER: Y110129 |
| 256:1 | MODELL: SGM-ER256i | BESTELLNUMMER: Y110130 |

SGMS-ER20i (mit Tiefenstopp)



20:1 MODELL: **SGMS-ER20i** BESTELLNUMMER: **Y110147**

2 Typen des Tiefenstopps im Lieferumfang enthalten. Beide lassen sich für reibungslosen Betrieb einfach befestigen und abnehmen.

Thermodesinfizierbar  135°C Autoklavierbar bis 135°C

Mikrosägen Handstücke

1,8 mm Hin- und Herbewegung



MODELL: **SGR2-E** BESTELLNUMMER: **SH162**
3:1 Untersetzung
 • Mit externer Spraydüse
 • Max. 12.600 Schwingungen min⁻¹

17° Pendelbewegung



MODELL: **SGO2-E** BESTELLNUMMER: **SH164**
3:1 Untersetzung
 • Mit externer Spraydüse
 • Max. 12.800 Schwingungen min⁻¹

3° Schwingbewegung



MODELL: **SGT2-E** BESTELLNUMMER: **SH163**
3:1 Untersetzung
 • Mit externer Spraydüse
 • Max. 12.600 Schwingungen/min


*Sägeblätter werden separat verkauft.




Thermodesinfizierbar 135°C Autoklavierbar bis 135°C

Sägeblätter

SGR2-E Sägeblätter für Hin- und Herbewegung



MODELL: **SGR-1** BESTELLNUMMER: **Y900072**
 • Sägeblattdicke 0,35 mm • Packung mit 10 Sägeblättern



MODELL: **SGR-2** BESTELLNUMMER: **Y900073**
 • Sägeblattdicke 0,35 mm • Packung mit 10 Sägeblättern



MODELL: **SGR-3** BESTELLNUMMER: **Y900074**
 • Sägeblattdicke 0,35 mm • Packung mit 10 Sägeblättern



SGO2-E Sägeblätter für Pendelbewegung



MODELL: **SGO-1** BESTELLNUMMER: **H174034**
 • Sägeblattdicke 0,3 mm • Einzelblatt



MODELL: **SGO-2** BESTELLNUMMER: **H174044**
 • Sägeblattdicke 0,3 mm • Einzelblatt



MODELL: **SGO-3** BESTELLNUMMER: **H174031**
 • Sägeblattdicke 0,3 mm • Einzelblatt



MODELL: **SGO-4** BESTELLNUMMER: **H174041**
 • Sägeblattdicke 0,3 mm • Einzelblatt



MODELL: **SGO-5** BESTELLNUMMER: **H174032**
 • Sägeblattdicke 0,35 mm • Einzelblatt



MODELL: **SGO-6** BESTELLNUMMER: **H174042**
 • Sägeblattdicke 0,35 mm • Einzelblatt



SGT2-E Sägeblätter für Schwingbewegung



MODELL: **SGT-1** BESTELLNUMMER: **Y900075**
 • Sägeblattdicke 0,35 mm • Packung mit 10 Sägeblättern



MODELL: **SGT-2** BESTELLNUMMER: **Y900076**
 • Sägeblattdicke 0,35 mm • Packung mit 10 Sägeblättern



Mikro Chirurgie Handstücke

Gerade Handstücke



MODELL: **SGS-ES** BESTELLNUMMER: **H264**

1:1 Übertragung

- Für chirurgische Bohrer mit Handstückschaft (Ø 2,35)
- Drehspannzange • Max. Drehzahl: 40.000 min⁻¹



MODELL: **SGS-E2S** BESTELLNUMMER: **H266**

1:2 Übersetzung

- Für chirurgische Bohrer mit Handstückschaft (Ø 2,35)
- Drehspannzange • Max. Drehzahl: 80.000 min⁻¹

20° Abgewinkelte Handstücke



MODELL: **SGA-ES** BESTELLNUMMER: **H263**

1:1 Übertragung

- Für chirurgische Bohrer mit Handstückschaft (Ø 2,35)
- Drehspannzange • Max. Drehzahl: 40.000 min⁻¹



MODELL: **SGA-E2S** BESTELLNUMMER: **H265**

1:2 Übersetzung

- Für chirurgische Bohrer mit Handstückschaft (Ø 2,35)
- Drehspannzange • Max. Drehzahl: 80.000 min⁻¹



Thermodesinfizierbar



Autoklavierbar
bis 135°C

