



S-Max M

coMfortable Performance Series

WINKELSTÜCKE

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 2009.3



UNVERGLEICHLICHES KRAFTVOLLES SCHNEIDEN UND OPTIMALER GRIFF

Winkelstücke der S-Max M Serie ermöglichen kosteneffektives, kraftvolles Schneiden. Das haltbare und leise, ergonomische und gut ausbalancierte Instrument ermöglicht guten Zugang und besitzt einen optimalen Griff. Die S-Max M Serie von NSK wurde ohne Kompromisse entwickelt. Erleben Sie es selbst.



NSK www.nsk-inc.com



Keramik-Kugellager



Keramik-Kugellager sind 25 % härter als konventionelle Stahl-Kugellager, wiegen jedoch nur halb so viel. Da die reibungsbedingte Abnutzung zwischen den Kugeln und dem Kugellagergehäuse deutlich reduziert ist, wird die Effizienz und Haltbarkeit signifikant gesteigert. (M95L/M 95)

Clean Head System



Das patentierte Clean-Head-System von NSK ist ein spezieller Mechanismus, der entwickelt wurde, um automatisch das Eindringen von Mundflüssigkeiten und anderen Verunreinigungen in den Handstückkopf zu verhindern und so die Lebensdauer der Kugellager zu verlängern.

Leise und ohne Vibration

Das Know-How von NSK im Bereich Ultrapräzisions-Mikrobearbeitungstechnologie wurde angewandt, um ein internes Übersetzungssystem zu gestalten, das Geräuschentwicklung und Vibrationen auf niedrigstes Niveau reduziert, was zu verbessertem Komfort für Patienten und Zahnärzte führt.



Vierfach-Wasserspray & Zellglasoptik



Das Vierfach-Wasserspray von NSK kühlt wirkungsvoll das gesamte Arbeitsfeld, während der Zellglasoptik-Stab das Licht genau dorthin bringt, wo es benötigt wird. (Vierfach-Wasserspray: M95L/M95)

NSK "UP2" Druckknopf-Spannzange

Die von NSK entwickelte Spannzangenkonstruktion UP2 realisiert gesteigerte Bohrer-Retentionskraft und erhöht die Sicherheit. Gleichzeitig wurde der Kopfdeckel insgesamt größer gestaltet, wodurch auch Zahnärztinnen Bohrer einfach einsetzen und herausnehmen können. (M95L/M95)

Ergonomisches Design mit Edelstahlkörper

Das Instrumentendesign garantiert bestmöglichen Zugang zum Arbeitsgebiet, hervorragende Balance und taktiles Gefühl.



S-**Max** M
coMfortable Performance Series
WINKELSTÜCKE



Licht MODELL: **M95L** Bestellnummer: **C1023**
Ohne Licht MODELL: **M95** Bestellnummer: **C1026**
1:5 Übersetzung
 • Vierfach-Spray
 • Für FG-Bohrer (Ø 1,6)
 • Max. Drehzahl: 200.000 Min⁻¹



Licht MODELL: **M25L** Bestellnummer: **C1024**
Ohne Licht MODELL: **M25** Bestellnummer: **C1027**
1:1 Direktantrieb
 • Einfach-Spray
 • For CA burs (ø2,35)
 • Für Hartmetallbohrer mit Winkelstückschaft (Ø 2,35)
 • Max. Drehzahl: 40.000 Min⁻¹



Licht MODELL: **M15L** Bestellnummer: **C1025**
Ohne Licht MODELL: **M15** Bestellnummer: **C1028**
4:1 Untersetzung
 • Einfach-Spray
 • Für Hartmetallbohrer mit Winkelstückschaft (Ø 2,35)
 • Max. Drehzahl: 10.000 Min⁻¹



Ohne Licht MODELL: **M65** Bestellnummer: **H1008**
1:1 Direktantrieb
 • Einfach-Spray
 • Für Hartmetallbohrer mit Handstückschaft (Ø 2,35) *
 *Nur mit eingesetztem Bohrerstopper
 • Max. Drehzahl: 40.000 Min⁻¹

Reinigung im Thermodesinfektor möglich Autoklavierbar bis zu 135 °C