

DE Systemanforderungen an Rechnersysteme Bildgebung



Die nachfolgenden Angaben geben lediglich die Systemanforderungen an Rechnersysteme Bildgebung wieder. Der ordnungsgemäße Betrieb der Dürr Dental Hard-/Software kann auch bei Einhaltung der Systemanforderungen durch spezifische Hardware- und Softwarebesonderheiten auf Kundenseite gestört werden. Dürr Dental übernimmt in diesem Fällen keine Gewähr für den störungsfreien Betrieb der Dürr Dental Hard-/Software.

Werden weitere Systeme an den PC angeschlossen, können sich die Systemanforderungen verändern. Die Systemanforderungen aller angeschlossenen Systeme beachten.

1. Allgemeine Systemanforderungen

- CPU:** Intel Pentium IV kompatibel, 1,4 GHz oder höher, kein Celeron, kein Duron
- RAM:** 1 GB (empfohlen 2 GB)
- Betriebssystem:** Einzelplatzsystem / Mehrplatzsystem (Netzwerk mind. 100 MBit über Switch):
Microsoft Windows XP Professional, 32 bit, Service Pack 3
Microsoft Windows 7, 32 bit (ab Home Premium)
Microsoft Windows 7, 64 bit (ab Home Premium)
- Festplatte:** Workstation (ohne Datenbank) ≥10 GB
Festplatte DBSWIN Datenbank >100 GB



Der Speicherbedarf sollte sich am Bildaufkommen der Praxis orientieren.

- Laufwerk:** DVD-ROM
- Datensicherung:** Für die tägliche Datensicherung empfohlen:
Bandlaufwerk (DAT, DITTO, TRAVAN, ADR (OnStream))



Die DBSWIN Datenbank muss mit der täglichen Praxisdatensicherung gesichert werden.

2. Gerätespezifische Systemanforderungen

		VistaCam	VistaCam CL	VistaCam CL.IX	VistaCam Digital	VistaProof	VistaCam IX	VistaScan Plus	VistaScan Perio Plus	VistaScan Mini / VistaScan Mini Plus	VistaRay 6 / 7	DBSWIN	VistaEasy	Image Bridge
Mainboard:	Intel-Chipsatz / Via-Chipsatz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Nvidia-Chipsatz / AMD-Chipsatz			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schnittstelle:	USB 1.1 Schnittstelle							x			x			
	USB 2.0 Schnittstelle			x	x	x	x	x	x	x	x			
	USB 3.0 Schnittstelle							x	x	x				
	Parallele Schnittstelle, Mode EPP nach IEEE 1284							x						
	Ethernet 100 Mbit								x	x		x	x	x
	PCI-BUS 2.0 Busmasterfähig für Framegrabber	x	x											
Grafikkarte:	Auflösung mindestens 1024 X 768	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Farbtiefe 32 Bit, 16,7 Millionen Farben	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Speicher ≥ 16 MB							x	x	x	x	x	x	x
	Speicher ≥ 128 MB	x	x	x	x	x	x							
Sonderzubehör:	Framegrabberkarte	x	x											
	Monitor gemäß Röntgenverordnung, SVGA, min. 17" (43 cm), ≥ 1024 x 768 Pixel, 24 / 32 Bit Farbtiefe							x	x	x	x			
Maximale Kabelgesamtlängen:	USB: 5 m							x	x	x	x			
	zusätzlich 3x USB-Repeater (je max. 5 m) möglich			x*	x*	x*	x*	x						
	Composite: 10 m	x	x											
	S-Video: 5 m	x	x											

* nur mit aktivem USB 2.0 Hub

DÜRR DENTAL AG

Höfingheimer Straße 17 • 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Tel: +49 7142 705-0 • Fax: +49 7142 705-500
info@duerr.de • www.duerr.de

2012/01/03

9000-618-148/01

