

DIE STUHLPALETTE VON EURONDA IST JETZT NOCH KOMPLETTER.

ONYX

LEICHT UND EIN SCHLICHTES DESIGN
DER NEUE ARBEITSPLATZSTUHL ONYX.



Das Sitzgestell umfasst eine Struktur aus gebürstetem Aluminium und verfügt über fünf selbstbremsende Rollen. Der Stuhl ist höhenverstellbar mittels eines Gasliftes von 50-65 cm. Anatomische Rückenlehne, welche in drei unterschiedlichen Stellungen justierbar und um 360° drehbar ist. In vielen verschiedenen Farben lieferbar.

Technische Werte
SITZFLÄCHE: 39x9 CM
SÖCKELDURCHMESSER: 58 CM
EINSTELLBARE HÖHE: 50-65 CM
GEWICHT: 11 KG

CORAL

PRAKTISCH UND FUNKTIONAL MIT STRUKTUR
AUS POLYAMID, EINFACH ZU REINIGEN.



Unser Modell aus recyclefähigem, feuer- und stoßfestem Polyamid. Serienmäßig mit fünf selbstbremsenden Rollen, eine flexibel einstellbare Rückenlehne sowie ein in der Sitzfläche integrierter Rundumversteller für die Sitzhöhe. In vielen verschiedenen Farben verfügbar.

Technische Werte
SITZFLÄCHE: 39x9 CM
SÖCKELDURCHMESSER: 60-46 CM
EINSTELLBARE HÖHE: 50-68 CM
GEWICHT: 13 KG

CDS301

ELEGANT UND EDEL MIT
VERCHROMMTER STAHLSTRUKTUR.



Das Modell CDS301 verfügt über fünf selbstbremsende Schwenkrollen und einen im Sitz integrierten Rundumversteller für die Sitzhöhe. Die anatomische Rückenlehne ist in drei Positionen und in der gewünschten Tiefe einstellbar. In vielen verschiedenen Bezügen realisierbar.

Technische Werte
SITZFLÄCHE: 40x10 CM
SÖCKELDURCHMESSER: 46 CM
EINSTELLBARE HÖHE: 51-69 CM
GEWICHT: 15 KG