

ART 2004/4 n.2000

**EUROSONIC  
ENERGY**

EURONDA SPA  
36030 Montebelluna (Treviso) Italy  
via dell'Artigianato 7  
tel. +39 0445 329811  
fax +39 0445 865246  
info@euronda.com  
www.euronda.com

EURONDA DEUTSCHLAND GMBH  
48341 Altenberge Deutschland  
Siemenstrasse, 37  
tel. +49 2505-948421  
fax +49 02505 948425  
info@euronda.de  
www.euronda.de

EURONDA AMÉRICA S.A.  
25920-000 Rio de Janeiro Brasil  
Andorinhas – Santo Aleixo – Magé  
Rua Waldemar Colombo Garcia, 491  
tel. +55 2126302563  
fax +55 2126302563  
eurondaamerica@intervital.com.br

**EURONDA**



italiano



**Eurosonic Energy è la vasca ad ultrasuoni in acciaio inox, con impostazione elettromeccanica. Dotata di due trasduttori piezoceramici a pacchetto, sviluppa una grande potenza ultrasonica.**



1 Plancia comandi con semplice funzione di acceso-spento. Possibilità di assegnare il tempo di lavoro da 0 - 30 min. Riscaldamento costante a 60° C.



2 Vasca in acciaio inox di grande capienza. Dimensioni esterne compatte.

CARATTERISTICHE TECNICHE VASCA AD ULTRASUONI EUROSONIC ENERGY

CARATTERISTICHE	EUROSONIC ENERGY
Dimensioni apparecchio	256 x 220 x 156 mm (LxHxP)
Dimensioni vasca	238 x 98 x 135 mm (LxHxP)
Dimensioni imballo	340 x 320 x 260 mm (LxHxP)
Capacità della vasca	3 l
Peso	3,4 Kg
Tensione	230 V - 50 Hz
Potenza	250 W

**Certificazioni**  
 Aziendali:  
 CSQ (ISO 9001:2000)  
 CSQ MED (EN 46001,  
 ISO 13485:1996)

