

● POWER RÜTTLER KV-16 / KV-26 KV-26 plus / KV-36 und KV-56

Gut vibriert ist stark verdichtet



KV-16, KV-26 plus, KV-36



KV-26

Technische Informationen

Sie sind echte Siegertypen – massiv, stark und standfest. Die kräftigen Power-Rüttler von Wassermann bieten für jeden Anspruch die passende Lösung. Gleichmäßige Rüttelintensität über den gesamten Rütteltisch ist dabei ebenso garantiert wie eine in diesem Bereich einzigartige Schwingungsintensität durch die zentral angeordneten Schwingmagnete und höchste Präzision in der Fertigung. Alle Geräte sind selbstverständlich für den Dauerbetrieb ausgelegt und von 3000 auf 6000 Schwingungen umschaltbar – zum Teil mit stufenlos regelbarer Rüttelintensität.

- extrem kräftige Rüttler für gleichmäßiges und blasenfreies Einrütteln
- einzigartige Schwingungsintensität durch höchste Fertigungs-Präzision
- umschaltbar von 3000 auf 6000 Schw./min. geräteabhängig zum Teil mit stufenlos regelbarer Rüttelintensität
- gleichmäßige Rüttelintensität über den ganzen Tisch durch zentral angeordnete und für die Dauerbelastung ausgelegte Schwingmagnete
- Gummiauflagen abnehm- und abwaschbar
- alle Geräte linksseitig mit Edelstahl-Bügel
- Wandhalterung optional erhältlich

Technische Daten und Zubehör

KV-16	Artikel Nr.: 169998
KV-26	Artikel Nr.: 169996*
KV-26 plus	Artikel Nr.: 169992**
KV-36	Artikel Nr.: 169999***
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,3 A, 0,6 A ***
Leistung	70 W, 130 W ***
Maße B x H x T	145 x 140 x 130 mm 225 x 135 x 130 mm */** 310 x 170 x 205 mm ***
Gewicht	4,8 kg, 5,1 kg */**, 10,8 kg ***
Schallpegel	≤ 66 dB(A)
Rüttelintensität	3000 / 6000 Schw./min. (stufenlos regelbar **/****)
Tischmaße	130 x 130 mm, 210 x 130 mm */** 295 x 205 mm ***

* Andere Spannungen auf Anfrage

KV-56	Artikel Nr.: 169997
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	1,3 A
Leistung	282 W
Maße B x H x T	445 x 187 x 286 mm
Gewicht	18,6 Kg
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Rüttelintensität	3000 / 6000 Schw./min. (stufenlos regelbar)
Tischmaße	430 x 286 mm

Zubehör

Zubehör	Artikel Nr.:
Ersatz-Gummiauflage KV-16	169201
Ersatz-Gummiauflage KV-26 / KV-26 plus	169101
Ersatz-Gummiauflage KV-36	169010
Ersatz-Gummiauflage KV-56	169510
Wandhalter (nicht für KV-56)	169070

Technische Änderungen vorbehalten



KV-56



Wandhalter

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- starke Rüttler in diversen Ausführungen
- für gleichmäßiges und blasenfreies Einrütteln
- z.T. stufenlos regelbare Rüttelintensität
- für Dauerbelastung ausgelegt
- extrem widerstandsfähige Gehäuse, kunststoffpulverbeschichtet
- hohes Eigengewicht für absolute Standfestigkeit

www.wassermann-dental.com