



KaVo INTRAmatic® E.
Der Einstieg in die KaVo Welt.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo INTRAmatic® E. Der perfekte Einstieg.

E für Einstieg. E für Effektivität. E für Ergonomie. E für Economy. E für erstklassig. Das „E“ der INTRAmatic E Serie könnte viele Bedeutungen haben. Fakt aber ist, dass mir jedes dieser Instrumente professionelles Arbeiten ermöglicht. Und zwar auf bestem KaVo Qualitätsniveau – made in Germany. Ich spüre exzellente Griffigkeit, Laufruhe und Verarbeitung. Es liegt in meiner Hand.

Mit der INTRAmatic E Serie setzt KaVo neue Maßstäbe in diesem Segment – mit Produkteigenschaften, die KaVo weltweit zum Qualitätsführer gemacht haben. Und jedes einzelne Instrument auszeichnen.

Ganz gleich für welche Indikation – INTRAmatic E bietet Ihnen kompakte Alleskönner. Als Instrument mit Drehzahluntersetzung. Als Leichtarbeiter mit 1:1-Übertragung. Kurzum: INTRAmatic E bietet Ihnen Höchstleistung zu einem äußerst fairen Preis-Leistungs-Verhältnis – und damit den perfekten Einstieg in die KaVo Klasse.

- **Winkelkombination:** Mehr Freiraum und Arbeitsfreiheit durch 100°-Kopfwinkel
- **Ergonomie:** Ausgewogenes Handling und beste Griffigkeit
- **Qualität:** Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch Auswahl hochwertigster Materialien und extrem niedrige Fertigungstoleranzen



Kühlung

Immer die richtige Temperatur. Das außengeführte Spray sorgt für die optimale Kühlung bis an die Bohrerspitze.

Laufruhe

Vibrationsfreier Lauf durch Original KaVo Kugellager.



Hygiene

Einfach sauber. KaVo Instrumente sind thermodesinfizierbar und bis 135° C im Autoklaven sterilisierbar.

KaVo INTRAmatic® E.

Der neue Freiraum.

Meine Hand muss sich frei bewegen können. Gerade bei komplexeren Arbeiten im schwerer zugänglichen molaren Bereich. Die INTRAmatic E Serie bietet mir mit ihrem neuen 100°-Kopfwinkel den Freiraum, den ich brauche. Und auf den ich nicht länger verzichten möchte.

Alles im Griff. Alles zu erreichen. Die gesamte INTRAmatic E Serie ist auf Ihre täglichen Praxisanforderungen abgestimmt. Die ideale Winkelkombination zwischen Griffbereich und Kopf macht auch schwere Präparationen zur leichten Übung. Zur Zufriedenheit Ihrer Patienten.

KaVo INTRAmatic® E.

Die geschätzte Qualität.

Keine Ecken und Kanten. Keine Zweifel. Jedes Instrument der INTRAmatic E Serie ist ausgewogen, handlich und perfekt auf meine täglichen Anforderungen abgestimmt. Das Konzept stimmt. Ich spüre es bei jedem Instrument. INTRAmatic E gibt meiner Hand die Sicherheit, die ich bei meiner Arbeit brauche. Und das gute Gefühl, in der KaVo Klasse angekommen zu sein.

KaVo steht für weltweit geschätzte Qualität. Mit INTRAmatic E genießen Sie alle Vorzüge, die KaVo in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat. Und immer wieder neu erlebbar macht. Verlassen Sie sich bei jedem Arbeitsschritt auf erstklassige Solidität. Spüren Sie „Dental Excellence“.

Winkelstück 1:1 (20 ES)
– Max. 40.000 min⁻¹
– Druckknopfspannzange
– Externer Spray
– 100°-Kopfwinkel
– Hygienische Oberfläche
– Für Bohrer mit Bohrerschaft Ø 2,35 mm
REF 1.003.4830

Winkelstück 4:1 red. (14 ES)
– Max. 10.000 min⁻¹
– Druckknopfspannzange
– Externer Spray
– 100°-Kopfwinkel
– Hygienische Oberfläche
– Für Bohrer mit Bohrerschaft Ø 2,35 mm
REF 1.003.4831

Winkelstück 1:1 (20 E)
– Max. 40.000 min⁻¹
– Druckknopfspannzange
– 100°-Kopfwinkel
– Hygienische Oberfläche
– Für Bohrer mit Bohrerschaft Ø 2,35 mm
– Passend nur auf INTRA 181 K Motor/
INTRA 181 KB Motor
REF 1.003.1107

Prophy Winkelstück 4:1 red. (31 E)
– Für Snap on/Screw on Kelche und Bürsten
– Extrem kleiner Kopf
– 100°-Kopfwinkel
– Keine Ecken und Kanten
– Hygienische Oberfläche
– Passend nur auf INTRA 181 K Motor/
INTRA 181 KB Motor
REF 1.003.6976

Winkelstück 4:1 red. (14 E)
– Max. 10.000 min⁻¹
– Druckknopfspannzange
– 100°-Kopfwinkel
– Hygienische Oberfläche
– Für Bohrer mit Bohrerschaft Ø 2,35 mm
– Passend nur auf INTRA 181 K Motor/
INTRA 181 KB Motor
REF 1.003.1108

Handstück 1:1 (10 E)
– Max. 40.000 min⁻¹
– Für Handstückfräser mit Schaft Ø 2,35 mm
– Spannanzhaltekraft von 40 N
– Passend nur auf INTRA 181 K Motor/
INTRA 181 KB Motor
REF 1.003.6977

Prophy Handstück PROPHYwiz (181 P)
– Sowohl für Einweg-Prophyköpfe als auch
Stahlköpfe mit Doriot-Anschluss
– 360° drehbar
– Mit 4-Loch-Anschluss
– Extrem leicht
– Klein und handlich
REF 1.003.2278



KaVo INTRAmatic® Motoren. Die zuverlässige Leistung.

Meine Hand braucht Kraft. KaVo Motoren geben mir die Sicherheit, ein exzellentes Ergebnis zu erzielen. Bei jedem einzelnen Behandlungsschritt. Ich kann Kraft exakt dosieren. Und mich jederzeit auf die Leistungsstärke jedes einzelnen Instruments verlassen.

KaVo Motoren bieten Ihnen die Leistung, auf die es im Praxisalltag ankommt. Jeder INTRAmatic Motor, ob Luft-, Kollektor- oder kollektorloser Elektromotor, verfügt über konstante Durchzugskraft innerhalb des gesamten Drehzahlpektrums. So arbeiten Sie auch in Stress-Situationen immer ruhig und sicher.



INTRAmatic L-Motor 181 H
– Drehzahlpektrum: 5.000 – 20.000 min⁻¹
– 4-Loch-Anschluss
– INTRAmatic 2-Kupplung
REF 0.535.5200



KaVo INTRAmatic LUX KL 701
– Kollektorloser Motor
– Drehzahlpektrum zwischen 2.000 min⁻¹ und 40.000 min⁻¹
– Nur 46 mm Länge
– 2,7 Nm maximales Drehmoment
– KaVo Rücksaugstopp gegen Rücksaugung kontaminierten Spraywassers
– Besseres Handling durch elastisch drehbaren Schlauch
– Leichter als 100 Gramm
– Extrem leise dank minimalem Kühlbedarf
– Auswechselbare Kugellager
– Patentierte Wicklung
– 3 Jahre Garantie
REF 1.001.8776



INTRAmatic L-Motor 181 CB
– Drehzahlpektrum: 5.000 – 20.000 min⁻¹
– 4-Loch-Anschluss
– INTRAmatic 1-Kupplung
REF 0.535.5050



INTRAmatic L-Motor 181 DB
– Drehzahlpektrum: 5.000 – 20.000 min⁻¹
– Borden-Anschluss
– INTRAmatic 1-Kupplung
REF 0.535.5060



INTRA MULTIflex L-Motor 181 M
– Drehzahlpektrum: 5.000 – 20.000 min⁻¹
– Zum Anschluss auf MULTIflex Kupplungen
– INTRAmatic 2-Kupplung
REF 0.535.5250

Prophy Winkelstück 4:1 red. (31 ES)
– Für Snap on/Screw on Kelche und Bürsten
– Extrem kleiner Kopf
– 100°-Kopfwinkel
– Keine Ecken und Kanten
– Hygienische Oberfläche
REF 1.003.1109

Handstück 1:1 (10 ES)
– Max. 40.000 min⁻¹
– Für Handstückfräser mit Schaft Ø 2,35 mm
– Externer Spray
– Spannzangenhaltekräft von 40 N
REF 1.003.1111

KaVo QUATTROcare, KaVo SPRAYrotor, KaVo Spray. Spitzen-Qualität genießen. Und dauerhaft pflegen.

Jedes KaVo Instrument ist Spitzen-Qualität. Und so soll es bleiben. Damit die KaVo Instrumente nichts von ihrem Glanz und ihrem Wert verlieren, greife ich auf ein perfekt auf KaVo Produkte abgestimmtes Pflegeprogramm zurück. Von KaVo QUATTROcare über KaVo SPRAYrotor bis hin zum KaVo Spray. Langlebigkeit ist nicht allein eine Frage der Qualität. Sondern der eigenen Einstellung zur Werterhaltung.

Für die qualitativ hochwertigen KaVo Instrumente stellt Ihnen KaVo ebenso hochwertige Pflegeprodukte zur Verfügung. Sie sind optimal auf die Pflegebedürfnisse der einzelnen Instrumente abgestimmt, erhalten die erstklassige Qualität und sichern die traditionell lange Lebensdauer.

KaVo QUATTROcare 2104 A
Werterhalt par excellence. Das innovative Pflegesystem reinigt und pflegt automatisch bis zu vier Instrumente gleichzeitig.
REF 0.411.7800

KaVo SPRAYrotor 3 N
Intensiv-Reinigung. Mit Rotation bis in die kleinsten Zwischenräume.
REF 0.411.7710

KaVo Spray
Effiziente Reinigung. 500 ml für die manuelle Pflege aller KaVo Hand- und Winkelstücke, Köpfe und Turbinen.
REF 0.411.9640





D-88400 Biberach/Riß
Telefon: +49 73 51 56-0
Fax: +49 73 51 56-14 88
Internet: www.kavo.com