


KaVo Prophylaxe Winkelstücke

Polieren aus Leidenschaft.



Prophylaxe mit KaVo

Alles. Einfach. Angenehm.



KaVo. Dental Excellence.

Passend für alle Poliersysteme.

Oszillierende Winkelstücke

Dank der oszillierenden Bewegung wird die Polierpaste optimal verteilt und eine saubere und effektive Politur ist garantiert. Zusätzlich ermöglichen die kleinen Köpfe beste Sicht auf das Behandlungsfeld und die hochwertige leichte Kunststoffhülse sorgt für entspanntes Arbeiten.

DURAtec Prophy 2953


(7,4:1 Untersetzung)



- Effektive und saubere Politur
 - Schonung des Weichgewebes vor Verletzung
 - Beste Sicht auf Behandlungsfeld
 - Für Winkelstückschacht
- Mat. Nr. 1.010.0210

DURAtec Prophy 2933

(7,4:1 Untersetzung)




- Effektive und saubere Politur
 - Schonung des Weichgewebes vor Verletzung
 - Beste Sicht auf Behandlungsfeld
 - Für snap on Bürsten / Kelche
- Mat. Nr. 1.000.2570

Rotierende Winkelstücke

Die Polierinstrumente der Expert- bzw. Smartserie zeichnen sich durch dauerhafte Zuverlässigkeit dank schützender Kopfabdichtung gegen Eindringen von Polierpaste aus. Die Instrumente sind universell adaptierbar für snap on / Screw on Aufsätze bzw. für Einwegpolierköpfe und passen auf alle Luft- bzw. Elektromotoren.

EXPERTmatic E31

(5, 4:1 Untersetzung)



- Schutz vor Eindringen von Polierpaste durch Mehrfachabdichtung
 - Beste Sicht auf Behandlungsfeld
 - Schnelles Reinigen und effektives Greifen
 - Für Srew on / snap on Aufsätze
- Mat. Nr. 1.008.4998

INTRAmatic 31 ES

(4:1 Untersetzung)



- 100° Kopfwinkel
 - Beste Sicht auf Behandlungsfeld
 - Für Srew on / snap on Aufsätze
- Mat. Nr. 1.003.2278

INTRA LUX Kopf L31

(2:1 Untersetzung)



- Schutz vor Eindringen von Polierpaste durch Mehrfachabdichtung
 - Beste Sicht auf Behandlungsfeld
 - Passt auf alle KaVo Unterteile
 - Für Srew on / snap on Aufsätze
- Mat. Nr. 1.008.1824

INTRA LUX Kopf L53

(oszillierende Bewegung; ca. 90°)



- Effektive und saubere Politur
 - Beste Sicht auf Behandlungsfeld
 - Passt auf alle KaVo Unterteile
 - Für Winkelstückbohrer
- Mat. Nr. 1.008.1826



INTRAmatic 19ES










(7,4:1 Untersetzung)

- für alle Luft und Elektro – Motore geeignet
 - Hygienische Oberfläche
 - für Einwegpolierköpfe
- Mat. Nr. 1.004.4503



KaVo Prophylaxe Winkelstücke

Polierinstrument	Bestellnummer	Poliersystem	
DURAtec Prophy 2933	1.000.2570	Snap On Kelche/Bürsten	
DURAtec Prophy 2953	1.010.0210	Winkelstückschaft	
INTRAmatic Prophy Winkelstück 31ES	1.003.1109	Snap On / screw on Kelche / Bürsten	
INTRAmatic Prophy Handstück 19ES	1.004.4503	Einwegköpfe	
EXPERTmatic E31	1.008.4998	Snap On / Screw On	
INTRA Prophy Kopf L31	1.008.1824	Snap On / Screw On	
INTRA Kopf L53	1.008.1826	Winkelstückschaft	



KaVo. Dental Excellence.