

So entspannend und einfach war Scaling noch nie





Der neue Tigon+

Mit dem Tigon+ hat W&H
einen Piezo Scaler entwickelt,
der seinesgleichen sucht.
Die einzigartigen Features
erleichtern Ihre täglichen
Arbeitsprozesse um ein Vielfaches,
und Ihr Patient erlebt eine
Behandlung, so entspannend
und beruhigend wie noch nie zuvor.

Einsetzbar in den Bereichen Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie und Restauration. Der Tigon+ versorgt Ihre Patienten mit wohlig warmer Flüssigkeit und verhindert auch bei empfindlichen Zähnen eine Reizung. Des Weiteren sparen Sie mit den fünf voreingestellten Programmen wertvolle Arbeitszeit, während Ihnen die drei Modi ein schonendsanftes, aber auch kraftvolles Arbeiten ermöglichen.

Kurzum: Der Tigon+ von W&H nimmt sich den Bedürfnissen von Patient und Zahnarzt perfekt an.

Alle Benefits auf einen Blick:

- > Temperierte Flüssigkeit
- > Perfekt abgestimmtes Spitzensortiment
- > Handstück mit 5-fachem LED-Ring
- > Großes, gut lesbares Display
- > Fünf individuelle Behandlungsmöglichkeiten
- Sichere Behandlung durch drei Modi



tigon +



Der beste Freund des Patienten



Wohlbefinden durch temperierte Flüssigkeit

Der neue Tigon+ versorgt Ihre Patienten mit wohlig warmer Flüssigkeit – selbst empfindliche Zähne und Zahnfleisch werden nicht mehr gereizt. Die Heizung lässt sich über das einfach zu bedienende Display in drei Stufen einstellen und auch ausschalten.



Fünf individuelle Behandlungsmöglichkeiten

Mit den fünf voreingestellten Programmen (Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration und einem frei wählbaren Programm) arbeiten Sie jetzt noch effizienter. Der Navigations-Zahn am Display zeigt Ihnen welches Programm Sie gerade verwenden.



Sichere Behandlung durch drei Modi

Effektiv und zum Wohle des Patienten: Durch die drei Modi können Sie die Scalerleistung nach Ihren eigenen Vorlieben definieren. Sie arbeiten in dem sicheren Bewusstsein, den Zahn nicht zu sanft oder zu fest zu behandeln. Folgende drei Modi stehen Ihnen zur Auswahl:



Power: die Scalerleistung wird stärker, je mehr mit der Spitze an den Zahn gedrückt wird.



Basic: die Scalerleistung bleibt konstant gleich, unabhängig vom Druck an den Zahn.



Smooth: die Scalerleistung verringert sich, je mehr mit der Spitze an den Zahn gedrückt wird.





Handstück mit 5-fachem LED-Ring

Der 5-fach LED-Ring sorgt für eine stets optimale Ausleuchtung der Behandlungsstelle und ermöglicht Ihnen eine verbesserte optische Wahrnehmung, eine exakte Wiedergabe der Zahnfarbe und ein Kontrastsehen wie bei Tageslichtqualität.



Perfekt abgestimmtes Spitzensortiment

Das umfassende W&H
Spitzensortiment wurde in enger
Zusammenarbeit mit Zahnärzten
und Professoren entwickelt.
Die qualitativ hochwertigen
Spitzen, die sich mit dem W&H
Spitzenwechsler problemlos

einsetzen und abnehmen lassen, decken die Bereiche Prophylaxe und Parodontologie, Endodontie, Implantologie und Restauration ab. Der neue Tigon+ wird Ihnen mit zwei Spitzensets geliefert:



Der Tigon von W&H

Wenn doch nur alles so einfach wäre:
Der Tigon ist anwenderfreundlich,
leicht zu bedienen und sieht auch
gut aus. Neben diesen Eigenschaften
zeichnet sich der Piezo Scaler von
W&H noch durch eine Vielzahl
weiterer Vorteile aus:
Das ergonomisch designte
Handstück liegt sicher und

rutschfest in der Hand, während Ihnen der LED-Ring, der sich auf dem Handstück befindet, jederzeit optimale Sichtverhältnisse bietet. Handstückablage und Tray sind nicht nur abnehmbar, sondern auch thermodesinfizierbar und sterilisierbar. Genauso wie das W&H Spitzensortiment, das perfekt aufeinander abgestimmt ist und alle Anwendungsbereiche der modernen Zahnmedizin abdeckt.

Der Tigon von W&H: unkomplizierter können Sie nicht mehr arbeiten.



Perfektion einfach gemacht



Einfache Bedienung

Plus und Minus: So unkompliziert funktioniert der neue Tigon. Mit einem einfachen Drücken der Plus- und Minus-Tasten erhöhen bzw. verringern Sie die Leistungsstärke des Scalers und die Durchflussmenge des Kühlmittels.



Kühlmitteltank mit 400 ml

Der Kühlmitteltank besitzt ein Fassungsvermögen von 400 ml und ist in 50-ml-Schritten skaliert. Dadurch können Sie diverse Spülflüssigkeiten direkt im Kühlmitteltank mischen. Zudem verfügt der Tank, auch wenn er nicht am Gerät angebracht ist, über einen festen, sicheren Stand.



Tray und Handstückablage

Auf dem großräumigen Tray lassen sich Instrumente während der Behandlung bequem ablegen.
Anschließend können Sie das Tray – zusammen mit der 360° drehbaren

Handstückablage – mühelos vom Tigon abnehmen und thermodesinfizieren sowie sterilisieren.



Handstück mit 5-fachem LED-Ring

Die LED-Technologie sorgt für perfekte Lichtverhältnisse und ermöglicht Ihnen eine optische Wahrnehmung wie bei Tageslicht. Das Handstück und der LED-Ring lassen sich mühelos thermodesinfizieren und sterilisieren.



Technische Daten





Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Tigon+	Tigon
Тур:	PA-123 / PA-115	PB-323 / PB-315
Netzspannung:	220 - 240 V / 110 - 130 V	220 - 240 V / 110 - 130 V
Nennstrom:	0,1 - 1,6 A / 0,1 - 2,5 A	0,1 - 0,8 A / 0,1 - 1,6 A
Zulässige Stromschwankung:	+/- 10%	+/- 10%
Frequenz:	27 – 32 KHz	27 – 32 KHz
Max. Ausgangsleistung zum Handstück		
mit Belastung (Ultraschall):	10 W	10 W
Länge des Handstückkabels:	1,8 m	1,8 m
Maße in mm $(B \times T \times H)$:	276,5 x 300 x 178	276,5 x 300 x 178
Verwendbar mit Fußsteuerung:	C-NF/S-N1	C-NF
Gewicht:	3,9 kg	2,7 kg



Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1 5111 Bürmoos, Austria t +43 6274 6236-0 f +43 6274 6236-55 office@wh.com wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4
83410 Laufen, Deutschland
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

Wehadent Dentalwaren-Vertriebs-Ges.m.b.H.
Rupertgasse 24-26
5020 Salzburg, Österreich
t + 43 662 8762430
f + 43 662 882472
office@wehadent.at

wh.com

W&H CH-AG Industriepark 9 8610 Uster, Schweiz t + 41 43 4978484 f + 41 43 4978488 info.ch@wh.com wh.com