

Tri Auto mini - überzeugende Funktionen

Der leistungsstarke Endodontiemotor Tri Auto mini zeichnet sich durch seine extrem hohe Flexibilität aus. Er liegt mit seinen kompakten Abmessungen und geringem Gewicht perfekt in der Hand und eröffnet durch seinen Akkubetrieb neue Freiheitsgrade in der Behandlung.

Per Tastendruck kann der Anwender Feilendrehzahl, Torque-werte sowie verschiedene Sicherheitsfunktionen anpassen und erhöht damit die Sicherheit für den Patienten.

Für eine noch einfachere Handhabung können die individuellen Parameter für unterschiedliche Indikationen abgespeichert werden.

In Kombination mit dem Apex-Lokator Root ZX mini entsteht ein Endometrie- und Behandlungsgerät allererster Güte.



Wählbare Farbe des LC-Displays



Spezielle Display-Einstellung für Linkshänder

Sicherheit

- Innovative Funktionen
 - Auto Torque Reverse
 - Auto Torque Slow Down: Reduktion der Rotationsgeschwindigkeit bei Annäherung an die Drehmomentbegrenzung
- Anzeige der Feilenposition im Display*
- Änderung der Displayfarbe bei Annäherung an den Apex*

Modulares System

- Erweiterung mit Apex-Lokator Root ZX mini per Datentransferkabel
- Zusätzliche Funktionen für optimale Aufbereitung
 - Längenmessung
 - Auto Apical Stop
 - Auto Apical Reverse
 - Auto Start / Stop
 - Auto Apical Slow Down

Technische Daten Tri Auto mini

Handstück

Display: LCD
 Gewicht: 78 g
 Motor: 50 - 1.000 UpM
 Drehmoment: 3,9 Ncm
 Akku: 3,7 V Lithium-Ionen
 Durchm.: 28 mm H: 150 mm

*) in Verbindung mit Root ZX mini

Flexibilität

- Tri Auto mini eignet sich für alle gängigen NiTi-Feilen
- Drehbares Handstück (250°) für optimale Sicht in allen Quadranten
- Drehzahlbereich von 50 - 1.000 Umdrehungen pro Minute
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Akkubetrieben und kabellos

Behandlungskomfort

- Griffiges Winkelstück mit extrem kleinem Kopf (9 mm) für hohen Patientenkomfort
- Übersichtliches, energiesparendes LC-Display
- Wählbare Signaltöne
- Variable Feilendrehzahl
- Variable Torquewerte
- 6 Speicherplätze für Behandlungsparameter



Vertrieb durch
 J. Morita Europe GmbH
 Justus-von-Liebig-Str. 27a, 63128 Dietzenbach, Deutschland
 Tel.: +49 (0)60 74 / 836 - 0, Fax: +49 (0)60 74 / 836 - 299
 www.JMoritaEurope.com

Hergestellt von
 J. Morita Mfg. Corp.
 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612 - 8533 Japan
 Tel.: +81 (0)75 / 611 - 2141, Fax: +81 (0)75 / 622 - 4595
 www.JMorita.com

