

Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,

die Mischbettharzpatrone muss in der MELAG Transportverpackung verschickt werden! Sofern keine Transportverpackung vorhanden ist, schickt MELAG Ihnen eine zu.

Zum Transport von Mischbettharzpatronen sind folgende Maßnahmen zu treffen:

1. Die Wasseranschlüsse der Mischbettharzpatrone nach dem Druckablass abschrauben.
2. Die Mischbettharzpatrone entleeren. Dazu die Mischbettharzpatrone umgedreht in eine kleine Wanne stellen und warten, bis kein Wasser mehr austritt.
3. Anschließend die gelben Kappen fest auf die Anschlussstutzen schrauben.
4. Die Mischbettharzpatrone in die Transportverpackung einpacken.

**Transportverpackung
vorhanden?**

Ja Nein

Bitte schicken Sie mir eine Transportverpackung (zum Preis von 28,00 € zzgl. MwSt.)

Damit der Auftrag bei MELAG ausgelöst werden kann und um die Abwicklung der Regeneration Ihrer Mischbettharzpatrone zu vereinfachen, bitten wir Sie dieses Formular auszufüllen und per Fax oder E-Mail an **Ihren Fachhändler oder Ihr Depot** zu schicken. Bitte legen Sie eine Kopie des Bestellformulars der einzusendenden Mischbettharzpatrone bei.

Praxis	Depot/Fachhändler
Straße/Hausnummer	Straße/Hausnummer
PLZ/Ort	PLZ/Ort
Ansprechpartner	Ansprechpartner
Telefon für Rückfragen	Telefon für Rückfragen
E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse
<input type="checkbox"/> Von hier abholen	<input type="checkbox"/> Hierhin liefern
<input type="checkbox"/> Von hier abholen	<input type="checkbox"/> Hierhin liefern
Seriennummer der	MELAdem 53:
	MELAdem 53 C:
Wichtig! Bitte komplette Seriennummer lt. Typenschild angeben, einschließlich Suffix: „-1“ oder „-2“!	
Ab wann ist die Mischbettharzpatrone abholbereit?	Datum:
Öffnungszeiten bei Abholung/Anlieferung aus der Praxis:	Mo von bis Di von bis
	Mi von bis Do von bis
	Fr von bis
Ist die Praxis in den nächsten zwei Wochen geschlossen?	<input type="checkbox"/> Ja, von bis <input type="checkbox"/> Nein



HINWEIS

Bitte beachten Sie für den sicheren Versand die Hinweise zu „Lagerung und Transport“ in der Bedienungsanweisung der MELAdem 53/MELAdem 53 C.