

**NEU**

# SPITZENTECHNOLOGIE MADE BY SCHICK



Anwenderfreundlich & praxisorientiert

### Optimale Leistung

Die neue Q3-Serie von Schick bietet mit bis zu 60.000 U/min und 11 Ncm unschlagbar hohe Leistungsparameter. Dank neuer Technologie lässt sich die Drehzahl extrem feinfühlig regeln und eignet sich deshalb optimal für die Bearbeitung auch von anspruchsvollsten Dentalwerkstoffen.

### Vielseitig und zuverlässig

Auf dem hellen OLED-Display werden alle wichtigen Parameter übersichtlich dargestellt und sind aus allen Blickwinkeln gut ablesbar. Zusatzfunktionen wie z.B. Rechts-/Linkslauf und Tempomat lassen keine Wünsche offen und können bequem über Direktwahl-tasten aktiviert werden.

### Drei starke Leistungsklassen

Mit drei verschiedenen Leistungsklassen deckt das Q3 die Anforderungen unterschiedlichster Einsatzbereiche ab. Die drei Geräte-Typen werden standardmäßig mit folgenden Handstücken geliefert:

- Das **Q3 Basic** mit Q Basic Motorhandstück, welches durch seine robuste Bauweise für den universellen Einsatz im Laboralltag perfekt geeignet ist.
- Das **Q3 Profi** mit Q Profi Motorhandstück, welches durch die Soft-Grip Oberfläche nicht nur angenehm in der Hand liegt, sondern auch mit einer optimalen Geräusch- und Wärmeisolierung punktet.
- Das **Q3 Premium** mit Q3 Motorhandstück – das ultraleichte und ergonomisch perfekt ausbalancierte Motorhandstück, welches mit seinem robusten Innenleben auch für schwerste Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten geeignet ist.

Mit Q3 erhalten Sie absolute Spitzentechnologie Made by Schick.



#### Q3 Basic

Kniesteuerung komplett Art.-Nr. 10765  
Fußsteuerung komplett Art.-Nr. 10768  
Tischsteuerung komplett Art.-Nr. 10773

#### Q3 Profi

Kniesteuerung komplett Art.-Nr. 10775  
Fußsteuerung komplett Art.-Nr. 10778  
Tischsteuerung komplett Art.-Nr. 10783

#### Q3 Premium

Kniesteuerung komplett Art.-Nr. 10785  
Fußsteuerung komplett Art.-Nr. 10788  
Tischsteuerung komplett Art.-Nr. 10793



**Praktische Fußpedale optional für Tischsteuerung:**  
Fußtrittschalter (Ein/Aus) Art.-Nr. 6370/2  
Dynamischer Fußanlasser Art.-Nr. 9440

**Lieferumfang:** Steuergerät, Motorhandstück mit Kabel, Handstückablage, Netzkabel

### Technische Daten

	Q3 Basic	Q3 Profi	Q3 Premium
Drehzahlbereich	200 – 40.000 U/min	200 – 50.000 U/min	200 – 60.000 U/min
Drehmoment	7 Ncm	9 Ncm	11 Ncm
Nennspannung	100 – 230 Volt	100 – 230 Volt	100 – 230 Volt
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Leistung	100 Watt	150 Watt	200 Watt
Überlastschutz	Ohne Wartezeit beim Wiedereinschalten	Ohne Wartezeit beim Wiedereinschalten	Ohne Wartezeit beim Wiedereinschalten
Garantie	1 Jahr 5 Jahre Elektromotor	1 Jahr 5 Jahre Elektromotor	1 Jahr 5 Jahre Elektromotor

Handstück			
Durchmesser	Max. 30 mm	Max. 28 mm	Max. 29 mm
Länge	158 mm	158 mm	144 mm
Gewicht ohne Kabel	240 g	240 g	195 g
Gewicht mit Kabel	370 g	370 g	330 g
Kühlung	Geschlossenes System ohne Kühlung	Geschlossenes System ohne Kühlung	Geschlossenes System ohne Kühlung
Antriebssystem	Kollektorloser DC-Motor	Kollektorloser DC-Motor	Kollektorloser DC-Motor
Rundlaufgenauigkeit	< 0,02 mm	< 0,02 mm	< 0,02 mm
Spannzangen	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,00 mm (Optional)	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,00 mm (Optional)	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,00 mm (Optional)
Werkzeugwechsel	Schnellspannung	Schnellspannung	Schnellspannung

Steuergeräte			
Maße	Kniegerät	Fußgerät	Tischgerät
Breite	128 mm	175 mm	105 mm
Höhe	208 mm	95 mm	200 mm
Tiefe	207 mm	260 mm	210 mm
Gewicht	1.360 g	2.300 g	1.880 g

NEU

## Powerstick

Einzigartige Lösung für mehr Leistung

### Mehr Power

Mit dem neu entwickelten Powerstick von Schick können die beiden Leistungsklassen Q3 Basic und Q3 Profi bei Bedarf nachträglich mit Zusatzleistung ausgestattet werden.

### Ihre Vorteile

- ▶ Erhöhung der Drehzahl um 10.000 U/min und 2 Ncm Drehmoment.
- ▶ Einfacher und schneller Einsatz des Powersticks – keine Umbauten erforderlich.
- ▶ Nachträglich ein kräftiges Plus an Leistung ohne Anschaffung einer zusätzlichen Technikmaschine
- ▶ Keine Gerätebindung, kann flexibel an verschiedenen Laborarbeitsplätzen eingesetzt werden.

Powerstick  
Art.-Nr. 10745



# FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

# MADE BY SCHICK

## DAS BESTE FÜR IHR LABOR

### NUR BEI SCHICK:

- ▶ Persönliche Ansprechpartner
- ▶ Kostenlose Testgeräte innerhalb Deutschlands
- ▶ Hauseigene Servicewerkstatt
- ▶ Kostenloses Ersatzgerät während der Wartung



www.schick-dental.de

 **SCHICK**  
DENTAL

Schick GmbH  
Lehenkreuzweg 12  
D-88433 Schemmerhofen  
Telefon +49 7356 9500-0  
Telefax +49 7356 9500-95  
info@schick-dental.de  
www.schick-dental.de



Technische Änderungen vorbehalten



NEU

 **SCHICK**  
create the future

21792\_9/21 d