



Modelle: **RD6355E** Erwachsenen Patienten-Röntgenschürze für Panorama-Aufnahmen im Stehen
RD6355K Kinder Patienten-Röntgenschürze für Panorama-Aufnahmen im Stehen

Made in Germany



RD635 – Patienten-Röntgenschürze für Panorama-Aufnahmen

Optimalen Strahlenschutz für Röntgenaufnahmen im Stehen am Panorama- oder Fernröntgengerät sowie bei digitalen Volumentomographien (DVT) bietet die Patienten-Schutzschürze RD635.

Das Anlegen gestaltet sich besonders komfortabel, denn mit einem Handgriff kann die Schutzkleidung individuell auf den Körperumfang des jeweiligen Patienten angepasst werden. Durch das vorderseitig angebrachte Verschlussystem wird vermieden, dass bei ungenauem Schließen Teile der Schutzkleidung in den bildrelevanten Bereich gelangen. Die Rückenpartie liegt glatt und plan am Körper auf.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei, oder Leadfree
- **Bleigleichwert** 0,50 mmPb
- **Größe** Erwachsene Front: 90,0 x 60,0 cm (L x B)
Kinder Front: 70,0 x 45,0 cm (L x B)
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Plus (nur für Designs),
lieferbar in den Farben:
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao,
Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara,
oder Designs: Happy, Nautilus*

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com