



Modelle: RD6425E Erwachsene Patienten-Röntgenschürze für Aufnahmen im Sitzen
RD6425K Kinder Patienten-Röntgenschürze für Aufnahmen im Sitzen

Made in Germany



RD642 – Patienten-Röntgenschürze für Aufnahmen im Sitzen

Flexibilität und Tragekomfort zeichnen die MAVIG Patienten-Schutzschürze RD642 aus, welche bei Zahnaufnahmen in sitzender Position Verwendung findet.

Die hochwertigen Klettverschlüsse sind praktisch im Schulterbereich angebracht und ermöglichen ein passgenaues, sicheres und schnelles Anlegen.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei, oder Leadfree
- **Bleigleichwert** 0,50 mmPb
- **Größe** Erwachsene Front: 90,0 x 60,0 cm (L x B)
Kinder Front: 70,0 x 45,0 cm (L x B)
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Plus (nur für Designs),
lieferbar in den Farben:
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao,
Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara,
oder Designs: Happy, Nautilus*

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com