



SANISTATION[®] - HYGIENETOWER

Design: Patrick Caseley




SANISTATION® ist eine brandneue Hygieneeinheit. Eine perfekte Kombination aus modernem Design und Praxistauglichkeit, geeignet für jede Umgebung.

Die Fächer, für Handschuhe, Masken, Desinfektionsflüssigkeit und Schuhüberzüge, sind mit Symbolen gekennzeichnet und nummeriert.

SANISTATION® ist eine Metallkonstruktion, kunststoffbeschichtet und in den Farben gem. der RAL Skala lieferbar. Die beiden rückseitigen Türen ermöglichen ein rasches Nachfüllen und Entfernen der Einwegprodukte.

Auf Wunsch können die Türen mit einer abschließbaren Verriegelung ausgestattet werden.

Im hinteren Bereich befindet sich noch zusätzlicher Raum zur Lagerung von Vorratspackungen.



ML



HANDSCHUHE – Fach Nr. 4
Das obere Fach (Nr. 4) ist für Einweghandschuhe, bis zu 2 Packungen.



MASKEN – Fach Nr. 3
In der Zwischenebene befinden sich die Masken. (Nr. 3)



DESINFIZIERENDE FLÜSSIGKEIT – Fach Nr. 2
Das untere Fach, auf Handhöhe positioniert, beinhaltet einen nachfüllbaren Spender, ausgestattet mit einem Sensor für die berührungslose Abgabe der Desinfektionsflüssigkeit (Nr. 2)



EINWEG-SCHUHÜBERZÜGE - Fach Nr. 1
Einwegspender für Schuhüberzüge. (Nr. 1)




ABFALLSAMMELBEHÄLTER
Auf der unteren Ebene befindet sich das Fach für den Sammelbehälter. Dieser ist ausschließlich Einwegprodukten vorbehalten und gemäß den Hygienevorschriften, vom oberen Bereich strikt getrennt.



SANISTATION® ist ein Projekt, welches konzipiert wurde um wichtiges Hygienematerial platzsparend in einem modernen Möbel aufzubewahren. Durch die konsequent getrennten Fächer/ Kabinette entspricht es den gesetzlichen Hygienanforderungen. Dank der leicht abgerundeten Ecken, ist das Möbel unkompliziert zu reinigen.

Durch die beiden Rollen auf der Rückseite ist SANISTATION® flexibel und mobil einsetzbar. Es benötigt keinerlei Elektroanschluss und ist sofort einsatzbereit.

SANISTATION® kann in jeder RAL-Farbe mit matter oder glänzender Oberfläche bestellt werden.



SANISTATION®-HYGIENETOWER

Maße (TxBxH) 350x390x1780 mm

Gewicht 37 kg

Packungsgröße (TxBxH) 450x490x1880 mm

Verpackungsgewicht 47 kg

Art.Nr. 100050 990 € VKP

zzgl. gesetzl. MwSt

LIEFERUMFANG

1 x SANISTATION®-HYGIENETOWER

1 X NACHFÜLLPACKUNG F. DISPENSER