

Hannes Thurnhuber  
**STRAHLENTÉCHNIK**  
 vorm. Maier e.K.




**82490 FARCHANT**  
 Tel. 08821/61368 · Fax /61297  
 post@strahlentechnik-maier.de  
 www.strahlentechnik-maier.de

## MAIER-DENTAL- Röntgenschutzschild

Der **MAIER-STRAHLENSCHUTZSCHILD** ist der DIN EN 61331-3 entsprechend gestaltet und mit einer Bleieinlage von 0,6 mm versehen.

Der Schild fängt das Nutzstrahlenbündel bei allen intraoralen Röntgenaufnahmen mit Sicherheit auf.

Er wird an einem auswechselbaren Handgriff unter dem Kinn gehalten.



Lieferbar in den Farben: Weiß, pink, mittelblau, gelb, orange, türkis, violett, anthrazit, schwarz.

### Das MAIER-DENTAL-SCHUTZSCHILD

- ▶ handlich ▶ praktisch ▶ Handgriff auswechselbar
- ▶ problemlose Ablage

Eine spezielle Wandhalterung für den Schild bieten wir in 2 Varianten an.

(Transparente PLEXI/ALU-Ausführung in jeder RAL-Farbe)

**Eine Strahlenschutzschild-Einrichtung kann um so kleiner gehalten werden, je näher sie sich an der Strahlenquelle befindet.**

**Darum ist dieses Schild**

▶ so klein wie möglich – und nur so groß wie nötig ◀

MADE  
 IN  
 GERMANY

