

Entdecken Sie eine neue Endo-Welt mit RECIPROC® direct

Einfach aufstecken



**ENDO
EASY
EFFICIENT**

vdw-dental.com

VDW®

Einzigartig und effizient: Erleben Sie das erste reziproke Winkelstück



- Das RECIPROC® direct Winkelstück kann direkt mit Ihrer vorhandenen Behandlungseinheit genutzt werden
- Einfach auf Ihren Elektro- oder Druckluftmotor* klicken und Sie können mit der RECIPROC® one file endo Behandlung starten
- Profitieren Sie von der innovativen Technik, mit der RECIPROC® Instrumente sicher und effizient angetrieben werden



Innovativ und preislich attraktiv: Ihr Starter Kit mit RECIPROC® direct

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis:
Winkelstück + 24 RECIPROC® blue Instrumente

Plug-and-Play: Bereiten Sie sich in drei einfachen Schritten auf Ihre Behandlung vor

1. KLICKEN



- Verbinden Sie das Winkelstück mit dem Motor so, dass es einrastet

2. PRÜFEN



- Überprüfen Sie, ob RECIPROC® direct sicher mit dem Motor verbunden ist

3. EINSTELLEN



- Stellen Sie den Motor* Ihrer Behandlungseinheit auf die angemessene Geschwindigkeit ein

Druckluftmotor: max. Geschwindigkeit
Elektromotor: 20.000 rpm
(max. 25.000 rpm)
Geschwindigkeit um 50 % verringern

*ISO-E-Kupplung nach ISO 3964 ist erforderlich

Bestellnummer: V04 1095 025 000

RECIPROC® direct blue Starter Kit

1 x RECIPROC® direct Winkelstück

Blister à 6 Instrumente 25 mm

● 2 x Blister mit RECIPROC® blue Instrumenten R25

● 1 x Blister mit RECIPROC® blue Instrumenten R40

● 1 x Blister mit RECIPROC® blue Instrumenten R50





Weitere Informationen über RECIPROC® direct erhalten
Sie beim bevorzugten Vertragshändler in Ihrer Region
oder auf www.vdw-dental.com

VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15
81737 München
Tel +49 (0)89 62734 -0
Fax +49 (0)89 62734 -304
info@vdw-dental.com

CE
0123

MDEREDIBRO000 Rev.0/01.03.2017

