

# VSP Folienscanner

NEU

- 20 lp/mm hohe Auflösung  
Gestochen scharfe Bilder
- Speicher für 500 Aufnahmen  
Keine Aufnahme geht verloren
- 3,3 kg; 233 x 141 x 191 mm  
Kompakt und leicht



- 4 Zoll Touchscreen  
Großes VorschauBild
- Magnetschienen Transportsystem  
Verschleißfrei und Vibrationsarm
- 0/1/2/3 IP Speicherfolien  
Kompatibel



Der VSP ist ein benutzerfreundlicher Folienscanner, intuitiv in der Bedienung und durch seine kompakten Abmessungen und das leichte Gewicht effizient in jeder Zahnarztpraxis einsetzbar.

Er verfügt über einen 4-Zoll-LCD-Touchscreen, der dem Anwender kurz nach der Aufnahme sofort ein großes VorschauBild angezeigt und es wird direkt erkennbar, ob die Aufnahme in Ordnung ist. Das spart Zeit und Ärger. Der Netzwerkanschluss ermöglicht eine schnelle Bildübertragung vom Scanner zum PC.

Der VSP ist mehrplatzfähig und ist einfach zu installieren und zu verwenden, da das Netzwerk automatisch eingerichtet wird. Eine der höchsten Auflösungen auf dem Markt (20 lp/mm Super Resolution oder 10 lp/mm High

Resolution) garantieren gestochen scharfe Bilder, die jede Praxis begeistern werden. Der eingebaute Memory speichert die letzten 500 Aufnahmen wodurch keine einzige Aufnahme verloren geht.

Der Vatech VSP ist der erste Scanner, der die neuartige MPPC-Sensortechnologie einsetzt. Diese sorgt für eine Immunität gegen Magnetfelder und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße.

Die Vorspannung ist 10x niedriger und sorgt somit für einen störungsfreien und schnellen Betrieb. Das interne Magnet-Schienenensystem gewährleistet einen vibrationsfreien Transport der Folien, die nach dem Auslesen automatisch gelöscht werden. Der Folienscanner verarbeitet Folien der Größen 0, 1, 2 und 3.